



捷辰  
专为实验室而生

# 浙江捷辰仪器设备有限公司

## 产品简介

该机混料桶与水平呈30度倾斜，运行平稳，物料无污染，可使用聚胺酯球或塑料王球为磨介，使几种不同的粉料得到快速均匀的混合。在混料同时，可以加球研磨，研磨混料效果极佳。本机适用于多种物料的混料，广泛应用于电子（钴酸锂）、陶瓷、化工、医药、日化、有机及无机等各领域两种以上物料的混合。根据用户的要求，混料桶可采用内外抛光的不锈钢制造或内衬刚玉、聚胺酯等。



斜式混料机



斜式混料机

## 特点

斜式混料机采用筒体中心与水平面成夹角的结构，造成工作时物料运动无规则，从而达到混料均匀无死角。



斜式混料机

## 技术参数

规格	工作容积(L)	总容积(L)	装料系数	混料功率(KW)	转速(r/min)
XMx-5	2	5	0.4	0.37	50
XMx-10	2	5	0.4	0.37	50
XMx-20	8	20	0.4	0.75	33
XMx-50	20	50	0.4	1.5	33
XMx-100	40	100	0.4	1.5	23
XMx-200	80	200	0.4	3	19
XMx-300	120	300	0.4	4	14
XMx-500	200	500	0.4	7.5	12

