

# 手持式 超声波均质机

一体化设计 小体积 大处理量



# 产品应用领域

PRODUCT APPLICATION FIELD



生命科学  
细胞破壁萃取



复合材料设备  
纳米材料分散



制药  
中草药和植物萃取



环境科学  
土壤有机物萃取



污水处理  
降解COD



均质混合  
化学反应合成

SMD PROCESS PRODUCTION

# 贴片工艺制作

自动频率跟踪，振幅自动补偿，负载稳定



ERGONOMIC DESIGN

# 人体工程学设计

根据亚洲人体工程学设计，凹凸斜面，  
手感舒适，长时间运作手感不疲惫



TITANIUM ALLOY MATERIAL

# 钛合金材质


强度高，声速高，耐腐性好，耐热性高，寿命长



DETAIL QUALITY

# 细节品质

细节决定品质 品质决定质量



注：钛合金变幅杆头部  
浸入溶液中5 - 10  
毫米，  
避免探头损耗快，  
超声时最好不超  
**30分钟**，



PRODUCT PARAMETERS

# 产品参数

多种参数变幅杆可供参选

型号	JCS-150Y	JCS-200Y	JCS-300Y
超声频率	30KHZ	30KHZ	30KHZ
标配变幅杆	3mm	6mm	8mm
超声功率	150W	200W	300W
处理容量	0.1 ~ 200ML	0.1 ~ 600ML	0.1 ~ 800ML
可增配变幅杆	6mm	3mm 8mm	3mm 6mm

PRODUCT PACKAGING BOX

# 产品包装箱

铝合金坚硬的外壳，不易变形



双卡扣设计时尚美观，不易打开



经典时尚手提款式，轻巧方便



360° ALL-ROUND PROTECTION

# 360°全方位保护

贴心设计，使产品不易收到破坏



# 产品配置清单



220V手持电源



手持支架



扳手

温馨提示：  
扳手正常不是标配的哈，如果有增加  
变幅杆会赠送一副扳手哦



说明书